



Profi Gelenk aktiv

Suplementy i dodatki witaminowe

Feed supplement for horses

Gelenk aktiv zawiera glikoaminoglikany i kwasy tłuszczowe omega-3 z koncentratu nowozelandzkiego omułka zielonowargowego (zwanego również małżem zielonym), witaminy, pierwiastki śladowe, ziemię okrzemkową i zioła. Składniki te wspierają stałe wzmacnianie ścięgien i struktur stawów, aby zapewnić zwiększoną elastyczność i sprężystość tkanki łącznej.

Najważniejsze korzyści:

- niskie dawkowanie
- wzmocnienie tkanek łącznych
- może być wykorzystywane do wspierania leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów oraz szpata
- stabilizuje struktury stawów
- może wspierać produkcję kolagenu (szczególnie istotnego dla chrząstki stawowej)

Przejdź do sklepu: <https://eggersmann.com.pl/koncentraty-witaminowe/57-profi-gelenk-aktiv.html>

Dawkowanie:

Zalecane dawkowanie: Kuce i źrebięta: 10 g / dzień. Małe konie: 15 g / dzień. Duże konie: 25 g / dzień. POZYTYWNE W DOPINGU ze względu na zawartość czarciego pazura – należy zakończyć podawanie 96 godzin przed zawodami!!!

Skład: 31,0 % śruta pszenna, 15,0 % czarci pazur, 10,0 % koncentrat z małż, 5,0 % siemię lniane, 5,0 % MSM (metylosulfonometan), 5,0 % chlorowodorek glukozaminy, 3,0 % siarczan chondroityny, 2,5 % pietruszka (łodyga), 2,0 % olej lniany

Analiza: 22,70 % białko surowe, 8,00 % tłuszcz surowy, 3,10 % włókno surowe, 9,90 % popiół surowy, 0,50 % sód, 0,40 % wapń, 2,60 % kwasy tłuszczowe Omega-3

Dodatki żywieniowe w 1kg: 15.000,00 mg Witamina E (3a700i) ^{NA}, 10.000,00 mg witamina C (3a312) ^{NA}, 200,00 mg miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat ^{NA}, 2.000,00 mg mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat ^{NA}, 4.000,00 mg cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) ^{NA}, 20,00 mg Selen (3b8.12) - selenometionina ^{NA}, 40.000,00 mg monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3c322) ^{NA}, 30.000,00 mg krzemionka (E 551c) ^{TA}, 20.000,00 mg L-Methionin (3c305) ^{NA}, 1.000,00 mg Iron (3b106) Iron(II) chelate of amino acids hydrate ^{NA}

NA = Nutritional additives

ZA = Zootechnical additives

TA = Technological additives

SA = Sensory additives

